

STERIMAX

2770 Portland Drive, Oakville, Ontario, Canada L6H 6R4

Tel.: 905-890-0661 800-881-3550 • Fax: 905-890-0508 877-546-7667 • Web: www.sterimaxinc.com

Le 26 juillet 2022

Dispositifs de connexion compatibles avec le Chlorure de calcium injectable BP de SteriMax, 100 mg/mL (N° DIN 02495945)

Notre organisation de fabrication sous contrat (OFC) a fourni la liste suivante de dispositifs de connexion compatibles avec la seringue pré-remplie de Chlorure de calcium injectable BP de SteriMax (N° DIN 02495945).

- *Baxter Healthcare* : Dispositifs Clearlink, sans aiguille, activés par raccord Luer.
- *B.Braun Medical* – Raccords Ultrasite / Safeflow
- *CODAN Ltée* – Raccord SWAN-LOCK®
- *ICU Medical* – Voici les raccords Clave nécessitant l'utilisation de l'adaptateur 011-CS25

lorsqu'ils sont utilisés avec des seringues en verre :

- Clave^{MC}
 - MicroClave^{MC}
 - MicroClave Clear^{MC}
 - NanoClave^{MC}
 - Clave^{MC}
 - Neutron^{MC}
-
- Voici les raccords d'*ICU Medical* qui n'intègrent pas la technologie Clave ou une canule interne, et qui sont compatibles avec les raccords Luer ou les seringues correspondantes dont le diamètre interne est compris en dehors de 0,062 po et 0,110 po (aucun adaptateur requis) :
 - Nunitiv^{MC} Clear
 - Tego^{MC}
 - Neusite^{MC}

DocuSigned by:

Mike Riley

7336B683D662457...

Ju1 26, 2022

Mike Riley,

Directeur, Gestion des risques de qualité et Enquêtes